


## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Desmogleína 3 Para Wb E Elisa - P32926

Número do item: CM0028789



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra Desmogleína 3 humana (DSG3, PVA). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para estudar a biologia dos desmossomos, adesão celular e pênfigo vulgar. Imunógeno recombinante (aa 749-999).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Desmogleína 3 pAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelidos | PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleína 3                                                                                                   |
| Espécie              | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)      | 1830                                                                                                                               |
| GeneID               | 1830                                                                                                                               |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 749-999 da Desmogleína 3 humana (NP_001935.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                             |
| SWISS                | P32926                                                                                                                             |
| Peso Proteico        | 108kDa                                                                                                                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                      |