


Anticorpo Monoclonal Anti-Desmogleína 3/Pva Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32926

Número do item: CM0009213



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Desmogleína-3 humana (DSG3, PVA), aminoácidos 50-615, validado para WB, IHC-P e ELISA. Pesquise a adesão dos desmossomos, o autoantígeno do pênfigo vulgar e a biologia dos folículos pilosos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Desmogleína 3/PVA
Observações/alias	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1830
GeneID	1830
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-615 da Desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32926
Peso da proteína	108 kDa
Envio	Bolsa de gelo