

Anticorpo Policlonal Anti-Desmoplakina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Número do item: CM0025907



introdução

Valide a expressão de Desmoplakina com este anticorpo policlonal de coelho. Adequado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Pesquise junções desmossômicas, adesão celular e biologia da pele/coração. Alvo: P15924.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmoplakina pAb de Coelho
Observações/Apelido	DP; DCWHKTA; Desmoplakina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1832
GeneID	1832
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Envio	Saco de gelo