

Anticorpo Policlonal Anti-Desmoplaquina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Número do item: CM0015647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Desmoplaquina, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Peso alvo 332kDa. Ideal para pesquisa de desmossomos e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desmoplaquina Coelho pAb
Observações/Apêndices	DP; DCWHKTA; Desmoplaquina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1832
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2609-2830 da Desmoplaquina humana (NP_004406.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Envio	Saco de gelo