

Anticorpo Policlonal Anti-Det1 Para Wb E Elisa - P48732

Número do item: CM0019278

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a DET1 de Arabidopsis thaliana, um regulador essencial da transdução de sinais luminosos e da fotomorfogênese. Validado para WB e ELISA, é ideal para estudos do desenvolvimento vegetal e pesquisas sobre a via de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DET1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	826609
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350–450 da DET1 de Arabidopsis thaliana (NP_192756.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	P48732
Peso da proteína	62 kDa
Transporte	Bolsa de gelo