

Anticorpo Policlonal Anti-Det1 Para Wb, Elisa - Q7L5Y6

Número do item: CM0028985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DET1 para WB e ELISA; reativo de forma cruzada com humano, rato, rato. DET1 é um componente do complexo ligase E3 envolvido na degradação de JUN. Ideal para pesquisa de ubiquitinação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DET1 Coelho pAb
Observações/Apelido	DET1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55070
GeneID	55070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-240 do DET1 humano (NP_060466.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7L5Y6
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de Gelo