

Anticorpo Policlonal Anti-Dexi Para Wb, Elisa - 095424

Número do item: CM0018264

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DEXI de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta a proteína DEXI humana (MYLE, 10 kDa). Ideal para pesquisa em doenças cardíacas e pulmonares e estudos de expressão induzida por dexametasona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DEXI pAb de Coelho
Observações/Apelido	MYLE; DEXI
Espécie	Humano
GeneID (humano)	28955
GeneID	28955
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do DEXI humano (NP_054734.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95424
Peso da Proteína	10kDa
Envio	