


Anticorpo Policlonais Anti-Dffa Para Wb, Elisa - 000273

Número do item: CM0016837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DFFA (DFF-45/ICAD) para western blot e ELISA. Detecta DFFA humana e de camundongo, um inibidor chave da apoptose da DNase ativada por caspase. Ideal para pesquisa de morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DFFA Rabbit pAb
Observações/Alias	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
Espécie	Humano
ID do Gene	1676
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-331 da DFFA humana (NP_004392.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00273
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo