


Anticorpo Policlonais Anti-Dffb Para Wb, Ihc-P, Elisa - 076075

Número do item: CM0016788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DFFB humano (CAD/CPAN/DFF40), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de apoptose e fragmentação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DFFB Rabbit pAb
Observações/Alias	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1677
GeneID	1677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 109-338 da DFFB humana (NP_004393.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O76075
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo