

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dgat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075907

Número do item: CM0030973



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DGAT1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para estudos de síntese de triacilglicerol e pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGAT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARAT; DGAT; ARGP1; DIAR7; DGAT1
Espécie	Humano
GeneID	8694
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 do DGAT1 humano (NP_036211.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075907
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de Gelo