

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dgat2 Para Wb, Elisa - Q96Pd7

Número do item: CM0015877

introdução

Este Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-DGAT2 é validado para Western blot e ELISA, reagindo com DGAT2 de humanos, camundongos e ratos. A DGAT2 é a aciltransferase essencial que catalisa a etapa terminal na síntese de triacilglicerol, tornando este anticorpo uma ferramenta valiosa para estudos de metabolismo lipídico e obesidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGAT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84649
GeneID	84649
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 289-388 da DGAT2 humana (NP_115953.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PD7
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo