

Anticorpo Policlonal Anti-Dgcr6L Para Wb, Elisa - Q9By27

Número do item: CM0017981

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DGCR6L, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. DGCR6L é uma proteína nuclear potencialmente envolvida na migração de células da crista neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DGCR6L Rabbit pAb
Observações/Apelido	DGCR6; DGCR6L
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	85359
GeneID	85359
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da DGCR6L humana (NP_150282.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9BY27
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo