

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dgka Para Wb, Elisa - P23743

Número do item: CM0003924



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DGKA para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a diacilglicerol quinase alfa, uma enzima chave na sinalização lipídica e no balanço DAG/PA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGKA mAb de Coelho
Observações/Apelidos	DAGK; DAGK1; DGK-alfa; DGKA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1606
ID do Gene	1606
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da DGKA humana (NP_001336.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23743
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo