

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dgka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Número do item: CM0003049



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a diacilglicerol quinase alfa humana (DGKA). Validado para Western blot, IHC parafina e aplicações ELISA. Útil para investigar sinalização lipídica, metabolismo de DAG/PA e função de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGKA Rabbit mAb
Observações/Apelido	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1606
GeneID	1606
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da DGKA humana (NP_001336.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23743
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo