

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dgka Para Wb, Elisa - P23743

Número do item: CM0028211



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DGKA para Western blot e ELISA, validado em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a diacilglicerol quinase alfa, um regulador chave da sinalização DAG/PA e do metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGKA Rabbit pAb
Observações/Apelido	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1606
ID do Gene	1606
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do DGKA humano (NP_958852.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23743
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo