

Anti-Dgka Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Número do item: CM0016205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DGKA, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece a diacilglicerol quinase alfa humana, de camundongo e de rato, uma enzima chave que converte DAG em PA. Ideal para pesquisa de sinalização lipídica e células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGKA pAb Coelho
Observações/Apelido	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1606
ID do Gene	1606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do DGKA humano (NP_001336.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23743
Peso da Proteína	83 kDa
Envio	Saco de gelo