


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Dgkz (Diacilglicerol Quinase Zeta) Para Wb E Elisa - Q13574

Número do item: CM0023429



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à diacilglicerol quinase zeta (DGKZ) humana. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização lipídica, ativação de células T e regulação da actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGKZ Rabbit pAb
Alias	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Espécie	Humano
GeneID	8525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 808-1117 da DGKZ humana (NP_001099010.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13574
Peso Proteico	104kDa
Envio	Bolsa de gelo