

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dglucy Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Número do item: CM0021918

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DGLUCY humana (C14orf159), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para o estudo da função e do metabolismo da D-glutamato ciclase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DGLUCY Rabbit pAb
Observações/Alias	C14orf159; DGLUCY
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	80017
ID do Gene	80017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-616 da DGLUCY humana (NP_001095836.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z3D6
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)