


Anticorpo Policlonal Anti-Dguok Para Wb, Elisa - Q16854

Número do item: CM0026076



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à desoxiguanosina quinase mitocondrial (DGUOK) para aplicações em WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre síntese de DNA mitocondrial e metabolismo de nucleosídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DGUOK Rabbit pAb
Observações/Alias	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDPS3; DGUOK
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1716
ID do Gene	1716
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-277 da DGUOK humana (NP_550438.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16854
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo