

Anticorpo Policlonais Anti-Dhfr Para Wb - P00374

Número do item: CM0018820



introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra DHFR detecta DHFR humano e de camundongo em aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Fundamental para pesquisa de metabolismo de folato e biossíntese de timidilato.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	DHFR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1719
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-187 da DHFR humana (NP_000782.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00374
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Saco de gelo