

Anticorpo Policlonal Anti-Dhodh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02127

Número do item: CM0027835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DHODH validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta di-hidroorotato desidrogenase humana, de camundongo e de rato, uma enzima mitocondrial chave na biossíntese de pirimidinas de novo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHODH pAb Coelho
Observações/Apelido	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1723
GeneID	1723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 116-395 do DHODH humano (NP_001352.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02127
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo