

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhodh Para Wb, Elisa - O35435

Número do item: CM0029020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a di-hidroorotato desidrogenase (DHODH) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo, apoiando estudos sobre metabolismo de pirimidina e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHODH pAb de Coelho
Observações/Apelido	2810417D19Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	1723
GeneID	56749
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-395 do DHODH de camundongo (NP_064430.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O35435
Peso Proteico	43 kDa
Envio	Saco de gelo