


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhps Para Wb E Elisa - P49366

Número do item: CM0029787



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DHPS validado para WB e ELISA contra DHPS humano, de camundongo e de rato (41kDa). A desoxi-hipusina sintase catalisa a modificação essencial de hipusina do eIF-5A para a regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHPS Rabbit pAb
Observações/Apelido	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1725
GeneID	1725
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-369 do DHPS humano (NP_001921.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49366
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo