

Anticorpo Policlonal Anti-Dhrs1 Para Wb E Elisa - Q96Lj7

Número do item: CM0022213



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DHR51 humano (SDR19C1) para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para investigar o metabolismo de esteroides e xenobióticos e a função do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHR51 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SDR19C1; DHR51
Espécie	Humano
ID do Gene	115817
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-262 do DHR51 humano (NP_001129522.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96LJ7
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de Gelo