

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhrs11 Para Wb E Elisa - Q6Uwp2

Número do item: CM0015142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DHRS11 humano (SDR24C1). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Útil para pesquisa em metabolismo de hormônios esteroides e biossíntese de andrógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHRS11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79154
GeneID	79154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do DHRS11 humano (NP_077284.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6UWP2
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo