

Anticorpo Policlonal Anti-Dhrs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13268

Número do item: CM0028581

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DHRS2 humano (HEP27/SDR25C1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Investiga a redução de dicarbonil, estabilização do p53 e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DHRS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HEP27; SDR25C1; DHRS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10202
GeneID	10202
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13268
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo