


Anticorpo Monoclonal Anti-Dhtkd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Número do item: CM0004399



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DHTKD1 (2-oxoadipato desidrogenase E1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em distúrbios metabólicos e neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHTKD1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55526
GeneID	55526
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-197 da DHTKD1 humana (NP_061176.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HY7
Peso Molecular	103kDa
Envio	Bolsa de gelo