


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhtkd1 Para Wb E Elisa - Q96Hy7

Número do item: CM0025527



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DHTKD1 humano (componente E1 da 2-oxoadipato desidrogenase), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato; detecta banda de ~103 kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial e catabolismo de lisina/triptofano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHTKD1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55526
GeneID	55526
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do DHTKD1 humano (NP_061176.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96HY7
Peso Proteico	103kDa
Envio	Bolsa de Gelo