


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhx30 Para Wb, Elisa - Q7L2E3

Número do item: CM0026110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DHX30, adequado para WB e ELISA. Reconhece DHX30 de humano, camundongo e rato. Apoia a pesquisa sobre montagem do ribossomo mitocondrial e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHX30 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DHX30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22907
GeneID	22907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 906-1155 de DHX30 humano (NP_055781.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L2E3
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo