


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhx30 Para Wb, Elisa - Q7L2E3

Número do item: CM0022660



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DHX30 para WB e ELISA, detectando DHX30 humano e de camundongo (~134kDa). O DHX30 é uma helicase de RNA da caixa DEAH envolvida na biogênese do ribossomo mitocondrial, neurogênese e imunidade inata, tornando este anticorpo adequado para pesquisas mitocondriais e de neurociência.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Detalhes                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DHX30 pAb de Coelho                                                                                               |
| Observações/Apelido | DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DHX30                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano) | 22907                                                                                                             |
| ID do Gene          | 22907                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 336-501 do DHX30 humano (NP_619520.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                |
| SWISS               | Q7L2E3                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 134kDa                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                      |