


## Anticorpo Policlonal Anti-Dhx36 Para Wb, Ip, Elisa - Q9H2U1

Número do item: CM0030296



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra DHX36 validado para WB, IP e ELISA. Reage com DHX36 humano, de camundongo e rato, uma helicase que resolve estruturas G-quadruplex envolvida na regulação genética e integridade genômica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | DHX36 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36                                                                                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano)  | 170506                                                                                                                    |
| ID do Gene           | 170506                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da DHX36 humana (NP_065916.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IP, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                | Q9H2U1                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 115kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Em bolsa de gelo                                                                                                          |