


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhx38 Para Wb, Elisa - Q92620

Número do item: CM0025191



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DHX38 validado para Western Blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de splicing de pré-mRNA DHX38, um componente do spliceossomo e helicase de RNA dependente de ATP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHX38 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9785
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1133-1227 do DHX38 humano (NP_054722.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92620
Peso Proteico	141kDa
Envio	Saco de gelo