

Anticorpo Policlonal Anti-Dhx57 Para Wb E Elisa - Q6P158

Número do item: CM0021868

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DHX57/DDX57 humano, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Para estudos sobre a função da helicase de RNA dependente de ATP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHX57 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DDX57; DHX57
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-900 do DHX57 humano (NP_945314.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q6P158
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo