

Anticorpo Policlonal Anti-Dhx58 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96C10

Número do item: CM0028282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DHX58 (LGP2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para pesquisa em imunidade inata e sinalização antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DHX58 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79132
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 389-678 do DHX58 humano (NP_077024.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96C10
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo