

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dhx8 Para Wb, Elisa - Q14562

Número do item: CM0015839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DHX8 humano validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a helicase de RNA dependente de ATP envolvida no splicing do pré-mRNA e na exportação nuclear. Apresenta reação cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DHX8 Rabbit pAb
Observações/Alias	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1659
GeneID	1659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1001-1220 da DHX8 humana (NP_004932.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q14562
Massa molecular da proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo