


Anticorpo Policlonal Anti-Dhx9/Rna Helicase A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Número do item: CM0020636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DHX9/RNA Helicase A, adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação transcricional, processamento de mRNA e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	DHX9/RNA Helicase A Rabbit pAb
Observações/Alíás	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDHII; DHX9/RNA Helicase A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1660
GeneID	1660
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q08211
Peso da proteína	141 kDa
Envio	Bolsa de gelo