


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dhx9/Rna Helicase A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Número do item: CM0012487



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DHX9/RNA Helicase A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece DHX9 humano, de rato e camundongo (141 kDa). Ideal para estudos de transcrição, processamento de RNA e helicases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho DHX9/RNA Helicase A
Observações/Apelido	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/RNA Helicase A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1660
GeneID	1660
Imunôgeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do DHX9/RNA Helicase A humano (Q08211)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08211
Peso Proteico	141kDa
Envio	Em saco de gelo