


Anticorpo Policlonal Anti-Diaph1 (Coelho) Para Wb E Elisa - O60610

Número do item: CM0022693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DIAPH1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo o DIAPH1 humano (141 kDa), um fator de nucleação de actina envolvido na organização do citoesqueleto. Ideal para biologia celular e pesquisa auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] DIAPH1 pAb Coelho
Observações/Apelido	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; [Validado por KD] DIAPH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1729
GeneID	1729
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1158-1272 do DIAPH1 humano (NP_005210.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60610
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo