


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Diaph1 Para Wb E Elisa - O60610

Número do item: CM0002907



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para DIAPH1 humano (DIA1/DRF1). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos do citoesqueleto de actina e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DIAPH1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1729
GeneID	1729
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DIAPH1 humano (O60610)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60610
Peso Proteico	141 kDa
Envio	Bolsa de Gelo