

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Diaph2 Para Wb, Elisa - 060879

Número do item: CM0017361

introdução

Anticorpo policlonal de coelho DIAPH2 validado para WB e ELISA. Detecta DIAPH2 em amostras de Humanos, Camundongos, Ratos. Relevante para o estudo da oogênese, tráfego endossomal e regulação do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho DIAPH2
Observações/Âpndice	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1730
ID do Gene	1730
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do DIAPH2 humano (NP_009293.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60879
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de gelo