


## Anticorpo Policlonal Anti-Diaph3 Para Wb, Elisa - Q9Nsv4

Número do item: CM0016574



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra DIAPH3 Humana validado para WB e ELISA. Tem como alvo a formina-3 relacionada à diáfana (mDia2), envolvida na dinâmica do citoesqueleto de actina, na citocinese e na ativação do SRF. Adequado para pesquisas sobre perda auditiva.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | DIAPH3 Rabbit pAb                                  |
| Observações/Apelidos | AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3 |
| Espécie              | Humana                                             |
| GeneID (humano)      | 81624                                              |
| GeneID               | 81624                                              |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                              |
| Fonte                | Coelho                                             |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                             |
| Aplicação            | WB, ELISA                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humana                                             |
| SWISS                | Q9NSV4                                             |
| Peso da Proteína     | 137 kDa                                            |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                      |