

Anticorpo Monoclonal Anti-Dicer1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upy3

Número do item: CM0006097



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DICER1 de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta DICER1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de silenciamento de RNA e Dicer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DICER1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23405
ID do Gene	23405
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPY3
Peso da Proteína	219 kDa
Envio	Saco de gelo