

## Anticorpo Policlonal Anti-Dicer1 Para If/Icc, Elisa - Q9Upy3

Número do item: CM0020129



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DICER1 para amostras humanas, validado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a endorribonuclease Dicer, fundamental no processamento de miRNA e siRNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho contra DICER1                                                                                                               |
| Observações/aliás   | DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1                                                                |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                    |
| ID do gene (humano) | 23405                                                                                                                                     |
| ID do gene          | 23405                                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1100-1200 da DICER1 humana (NP_001258211.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                                    |
| Aplicação           | IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9UPY3                                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 219 kDa                                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                             |