

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Digoxigenina/Digoxina Para Aplicações De Db E Elisa

Número do item: CM0000004

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a digoxigenina/digoxina. Adequado para DB e ELISA com reatividade independente de espécies. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de IVD e monitoramento de digoxina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Digoxigenina/Digoxina mAb de Coelho
Imunogénio	Compostos químicos Digoxina
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécies
Envio	Saco de gelo