


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dimethyl-Dnmt3A-K44 (O88508) Para If/Icc E Elisa

Número do item: CM0000230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lisina 44 dimetilada da DNMT3A de camundongo (O88508). Adequado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudos epigenéticos e de metilação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMethyl-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MmullIA; DiMethyl-DNMT3A-K44
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	13435
GeneID	13435
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O88508
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo