


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dimetil-Histona H3 (Lis79) Para Pesquisa Em Cromatina/Epigenética (Q16695/P68431)

Número do item: CM0000354



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para histona H3 dimetilada na lisina 79 (H3K79me2). Validado para WB, ChIP-seq, IF, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para análise epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho DiMetil-Histona H3-K79         |
| Observações/Apelido | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K79 |
| Espécie             | Humano                                                        |
| GenelD (Humano)     | 8290/ 8350                                                    |
| GenelD              | 8290/8350                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético                                            |
| Fonte               | Coelho                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Metilados                                          |
| Aplicação           | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)        |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                 |
| Peso Proteico       | 15 kDa                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                  |