

Anticorpo Policlonal Anti-Dimt1 Para Wb, Elisa - Q9Unq2

Número do item: CM0030607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à DIMT1, uma enzima chave na dimetilação do rRNA 18S e na biogênese do ribossomo. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos nucleolares e de processamento de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DIMT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27292
GeneID	27292
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 da DIMT1 humana (NP_055288.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNQ2
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo