

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dio3 Para Wb E Elisa - P55073

Número do item: CM0027174

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DIO3 humano (Tiroxina 5-desiodinase), adequado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudos de metabolismo de hormônios tireoidianos e pesquisa relacionada - P55073.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DIO3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1735
GeneID	1735
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-170 do DIO3 humano (NP_001353.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55073
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo