

Anticorpo Policlonal Anti-Dip2C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2E4

Número do item: CM0022704

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DIP2C validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade contra humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 100-260.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DIP2C Rabbit pAb
Observações/Alias	KIAA0934; DIP2C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22982
GeneID	22982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-260 do DIP2C humano (NP_055789.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2E4
Peso da Proteína	171kDa
Envio	Bolsa de gelo