


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Diras3 Para Wb, Elisa - O95661

Número do item: CM0031042



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho DIRAS3 validado para WB e ELISA. Reconhece DIRAS3 humano, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa oncológica e estudos de supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DIRAS3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-229 do DIRAS3 humano (NP_004666.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O95661
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo